

AUTOKLAVIERBARER 4K-KAMERAKOPF/4K-KAMERAKOPF

CH-S400-XZ-EA/EB

Gestochen scharfe Bilder in jeder Situation



CH-S400-XZ-EA/EB

Schärfere Bilder mit weniger Rauschen dank 4K Exmor R® CMOS-Sensor und Glasfaserübertragung

- Hohe Empfindlichkeit im Vergleich zu normalen CMOS-Sensoren
- Weniger Rauschen (duale Rauschminderungsfunktion)
- Keine Verzögerung (Hochgeschwindigkeitsübertragung für 4K)

Optimale Darstellung (schnell und präzise)

- Dank des One Touch Autofokus sind feinste Details im Operationsfeld jederzeit scharf für den Operateur sichtbar.
- Die elektronische Zoomfunktion vergrößert das Bild hochauflösend und stellt so auch in der Vergrößerung feinste Strukturen detailliert dar.

Optimierte Bedienbarkeit (ergonomisches Design)

- Kleiner, leichter Kamerakopf
- Neues Design des Klemmrings erleichtert den Anschluss einer Optik

Kompatibel mit V-Pro

Autoklavierbar (nur CH-S400-XZ-EA)

- Geringere Kosten im Vergleich zu anderen Sterilisationsmethoden



Innovation by
Sony & Olympus



Spezifikationen		CH-400-XZ-EA	CH-400-XZ-EB
Bestellnummer		N5404730	N5401730
Größe	Abmessungen des Kamerakopfs (in mm)		
	Gewicht des Kamerakopfs	280 g	
	Kabel	ø 5.1 mm x 3 m	
Darstellung	Aufnahmesystem	CMOS-Bildsensor	
	Brennweite	f = 23.5 mm	
NBI-Darstellungsmodus*		Verfügbar	
Aufzeichnung der Kamera-kopfinformationen*		Verfügbar	
Elektronische Verschlussfunktion*		Verfügbar	
Elektronische Zoomfunktion*		Verfügbar	
Reinigung/ Desinfektion/ Sterilisation	Reinigung/Desinfektion	In Desinfektionsmittellösung eintauchbar	
	Sterilisation	Autoklavierbar/V-Pro/ETO/Sterrad	V-Pro/ETO/Sterrad
Klassifizierung (medizinische elektrische Geräte)	Schutzart gegen Stromschlag	Typ BF	
	Schutzgrad gegen Explosion	Das Produkt darf nicht in der Nähe entflammbarer Gase betrieben werden.	

* Weitere Details entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des OTV-S400.

Der Hersteller behält sich Änderungen der technischen Daten, der Ausstattung und des Designs ohne Vorankündigung vor.

OLYMPUS

OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH
Wendenstraße 14-18
20097 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 800 200 444 200
Fax: +49 40 23773-503305
E-Mail: endo.sales@olympus.de
www.olympus.de

OLYMPUS AUSTRIA GES.M.B.H.
Shuttleworthstraße 25
1210 Wien, Österreich
Telefon: +43 129 101-0
Fax: +43 129 101-222
E-Mail: office@olympus.at
www.olympus.at

OLYMPUS SCHWEIZ AG
Chriesbaumstrasse 6
8604 Volketswil, Schweiz
Telefon: +41 44 947 66 81
Fax: +41 44 947 66 54
E-Mail: endo.ch@olympus.ch
www.olympus.ch